


Mrpl20 ウサギモノクローナル抗体 (Kd検証済み) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

商品番号: CM0004205



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL20を標的としたKD検証済み組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL20 ウサギ mAb
備考/別名	L20mt; bL20m; MRP-L20
種	ヒト
遺伝子ID	55052
免疫原	ヒトMRPL20 (NP_060441.2) のアミノ酸48-147内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYC9
タンパク質分子量	17kDa
発送	氷袋