


Wb、If/Icc、Elisa用Mrpl34ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bq48

商品番号: CM0023035



前書き

MRPL34（ミトコンドリア大リボソームサブユニットタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。ミトコンドリアタンパク質合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MRPL34 ウサギpAb
備考／別名	L34mt; MRPL34
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64981
免疫原	ヒトMRPL34（NP_076426.1）のアミノ酸16～92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ48
タンパク質分子量	10 kDa
輸送	保冷バッグ