


Mrps16 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y3D3

商品番号: CM0030118



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質MRPS16に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMRPS16を検出。ミトコンドリア翻訳研究およびCOXPD2研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS16 Rabbit pAb
備考/別名	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
種	ヒト
GeneID	51021
免疫原	ヒトMRPS16 (NP_057149.1) のアミノ酸1-137に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D3
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ