

Mrps36 ウサギPab、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - P82909

商品番号: CM0024671

前書き

ヒトMRPS36/ α -
ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼコンポーネント4に
対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-
C-
P、ELISAでの性能が検証済みです。ヒト、ラットの
試料に適しており、ミトコンドリア代謝研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS36 ウサギpAb
別名	MRPS36; DC47; MRP-S36; ミトコンドリアリボソームタンパク質S36
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6183
遺伝子ID (ラット)	92259
免疫原	ヒトMRPS36 (NP_150597.1) のアミノ酸1-103領域の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P82909
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷剤