

Msr1 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P21757

商品番号: CM0007038



前書き

MSR1

ウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISA用のモノクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットのマクロファージスカベンジャー受容体1（MSR1/CD204、約50 kDa）を検出します。泡沫細胞形成、動脈硬化、自然免疫防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSR1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4481
GeneID	4481
免疫原	ヒトMSR1 (P21757) のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21757
タンパク質重量	50kDa
配送	アイスバッグ