

Mst4 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9P289

商品番号: CM0003387



前書き

MST4 (STK26)

に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB およびELISAでの使用が検証されており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。細胞増殖制御、アポトーシス、オートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MST4 ウサギmAb
備考/別名	MASK; MST4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51765
遺伝子ID	51765
免疫原	ヒトMST4 (Q9P289) のアミノ酸317-416番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット(WB)、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9P289
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋梱包