

Mt-Co3 ウサギポリクローナル抗体 - Mt-Co3 Rabbit Pab

商品番号: CM0025859

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のウサギ抗MT-CO3ポリクローナル抗体。マウスおよびラット種と反応します。この抗体は、マウスMT-CO3 (NP_904334.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチドに対して作成されました。ミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-CO3 Rabbit pAb
備考/別名	COX3; MT-CO3
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4514
遺伝子ID	17710
免疫原	合成ペプチド マウスMT-CO3 (NP_904334.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ