


Mt-Nd1 ウサギポリクローナル抗体 (Anti-Nadh Dehydrogenase Subunit 1) Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P03886

商品番号: CM0023472



前書き

ヒトMT-

ND1 (NADHデヒドロゲナーゼサブユニット1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的分子量36kDa。ミトコンドリア複合体Iの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND1 ウサギ pAb
備考/別名	MTND1; ND1; MT-ND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4535
GeneID	4535
免疫原	ヒトMT-ND1 (YP_003024026.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03886
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ