


Mt-Nd1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P03888

商品番号: CM0025788



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証済みの高品質MT-ND1ウサギポリクローナル抗体です。ミトコンドリア複合体Iの重要なサブユニットである、ヒトおよびマウスのNADH-ユビキノン酸化還元酵素鎖1を認識します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND1 Rabbit pAb
備考・別名	TrnI; MT-ND1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4535
遺伝子ID	17716
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P03888
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包