

Mt-Nd3 ウサギポリクローナル抗体 - Mt-Nd3

商品番号: CM0030955

前書き

MT-ND3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、マウスMT-ND3のアミノ酸1～100番内の合成ペプチドを免疫して作製されました。ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAで検証済みです。予測分子量は13kDaで、ミトコンドリア複合体Iの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MT-ND3 Rabbit pAb
備考／別名	ND3; MT-ND3
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	4537
遺伝子ID（マウス）	17718
免疫原	マウスMT-ND3（NP_904335.1）のアミノ酸1～100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	13kDa
発送	氷袋