

Mt-Nd4 ウサギポリクローナル抗体 - Mt-Nd4

商品番号: CM0030179

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ミトコンドリア複合体IのコアサブユニットであるMT-ND4（ND4）を特異的に標的とします。ウエスタンブロットおよびELISA用途に適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルを認識します。ミトコンドリア機能および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-ND4 Rabbit pAb
別名	ND4; MT-ND4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	4538
遺伝子ID（マウス）	17719
免疫原	マウスMT-ND4（NP_904337.1）のアミノ酸360-459番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤