


Wb、Elisa用Mtapウサギモノクローナル抗体 - Q13126

商品番号: CM0006213



前書き

ヒトMTAPを標的とするウェスタンブロット（WB）およびELISA用ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。メチオニンサルベージ経路とポリアミン生合成経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTAP Rabbit mAb
備考/別名	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4507
GeneID	4507
免疫原	ヒトMTAP (NP_002442.2) のアミノ酸1-283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13126
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋