

Mtf2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q9Y483

商品番号: CM0025096



前書き

ヒトMTF2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。PRC2複合体の研究およびES細胞分化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTF2 ウサギ pAb
備考/別名	M96; PCL2; TDRD19A; dJ976O13.2; MTF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22823
GeneID	22823
免疫原	ヒトMTF2 (NP_001157864.1) のアミノ酸1-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y483
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスパック