

Mtif2 ウサギポリクローナル抗体 - P46199

商品番号: CM0023468

前書き

ミトコンドリア翻訳開始因子IF-2 (MTIF2) を標的とするポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアタンパク質合成および関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTIF2 Rabbit pAb
備考/別名	MTIF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4528
GeneID	4528
免疫原	ヒトMTIF2 (NP_002444.2) のアミノ酸428-727に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46199
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋