

Mtor ウサギ Pab - P42345

商品番号: CM0019663



前書き

ヒト、マウス、ラットの反応性を示し、WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証されたmTORウサギポリクローナル抗体。細胞の成長と代謝の中心的な調節因子であり、シグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	mTOR ウサギ pAb
備考/別名	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAFT1; mTOR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2475
GeneID	2475
免疫原	ヒトmTOR (NP_004949.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289kDa
配送	アイスバッグ