

Mtx1 ウサギポリクローナル抗体（Pab）（Wb、Elisa用）- Q13505

商品番号: CM0024701

前書き

タンパク質輸送に関与するミトコンドリア外膜タンパク質であるMTX1（Metaxin-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTX1 ウサギ pAb
備考/別名	MTX; MTXN; MTX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4580
GeneID	4580
免疫原	組換えタンパク質[ヒトMTX1（NP_942584.2）のアミノ酸186-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13505
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋