

## Mx1 ウサギ Pab - P20591

商品番号: CM0021127



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのインターフェロン誘導性GTP結合タンパク質Mx1ポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスMX1と反応し、抗ウイルス自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | MX1 ウサギ pAb                                              |
| 別名         | MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1                 |
| 対象種        | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4599                                                     |
| 遺伝子ID      | 4599                                                     |
| 免疫原        | ヒトMX1 (NP_001171517.1) のアミノ酸200〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用アッセイ     | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                   |
| SWISS      | P20591                                                   |
| タンパク質分子量   | 76kDa                                                    |
| 配送方法       | 保冷剤                                                      |