

Wb用 Myf5 ウサギポリクローナル抗体 - P13349

商品番号: CM0022330



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMYF5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMYF5（筋肉分化に重要な転写因子）に反応します。筋形成研究および発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYF5 Rabbit pAb
備考/別名	EORVA; bHLHc2; MYF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4617
遺伝子ID	4617
免疫原	ヒトMYF5 (NP_005584.2) のアミノ酸143-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13349
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋