

WbおよびElisa用Myf6ウサギPab - P23409

商品番号: CM0013270

前書き

MYF6ウサギpAb（P23409）は、ウェスタンブロット
およびELISA用途向けのポリクローナル抗体です。骨
格筋の分化に重要な27
kDaの転写因子であるヒト、マウス、ラットのMYF6
を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYF6ウサギpAb
備考/別名	CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4618
GeneID	4618
免疫原	ヒトMYF6（NP_002460.1）のアミノ酸80～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23409
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	アイスバッグ