

Myh10 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P35580

商品番号: CM0015151



前書き

ヒトMYH10（ミオシン10）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。予測分子量229 kDaでヒト、マウス、ラットのMYH10を検出し、細胞運動、細胞質分裂、ウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH10 Rabbit pAb
備考/別名	NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4628
遺伝子ID	4628
免疫原	ヒトMYH10（NP_001242941.1）のアミノ酸1908～2007番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35580
タンパク質分子量	229kDa
輸送方法	保冷剤