


Wb、If-P、Elisa用 Myh14 ウサギ モノクローナル抗体 - Q7Z406

商品番号: CM0004360



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みのMYH14ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。細胞質分裂、細胞形状、非筋ミオシン機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH14 ウサギ mAb
備考/別名	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; myosin; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79784
GeneID	79784
免疫原	合成ペプチド ヒトMYH14 (NP_079005.3) のアミノ酸600-700に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z406
タンパク質分子量	228kDa
発送	保冷バッグ