

## Myh6 ウサギモノクローナル抗体、Wb・If-P・Elisa対応 - P13533

商品番号: CM0010574

### 前書き

ヒトMYH6 (α-MHC) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAに適用可能。マウスと交差反応性あり。心筋収縮や心筋症関連変異の研究に。SWISS: P13533。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | MYH6 ウサギmAb                                       |
| 備考／別名       | ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC |
| 対象種         | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 4624                                              |
| GeneID      | 4624                                              |
| 免疫原         | ヒトMYH6 (NP_002462.2) のアミノ酸160～260領域の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                         |
| 適用用途        | WB, IF-P, ELISA                                   |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                            |
| SWISS       | P13533                                            |
| タンパク質分子量    | 224kDa                                            |
| 輸送方法        | 氷袋                                                |