

Myh6/A-Mhc ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - P13533

商品番号: CM0018022

前書き

MYH6/ α -MHCに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。心筋研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH6/ α -MHC ウサギ pAb
備考/別名	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4624
遺伝子ID	4624
免疫原	ヒト MYH6/ α -MHC (NP_002462.2) のアミノ酸600-700領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P13533
タンパク質分子量	224 kDa
配送	アイスパック