

Myh6/A α -Mhc ウサギモノクローナル抗体 - Q02566

商品番号: CM0010348



前書き

抗MYH6/A α -

MHCウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットの実心

6（アルファ心筋ミオシン重鎖）を検出します。心筋収縮研究および筋生物学研究に最適です。SWISS: Q02566。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYH6/A α -MHC ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	4624
GeneID	17888
免疫原	マウスMYH6/A α -MHC (NP_034986.1)のアミノ酸621-720に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q02566
タンパク質分子量	224 kDa
輸送	保冷バッグ