

MyL2 Rabbit Mab For Wb, If-P, Elisa - P10916

商品番号: CM0011507



前書き

MYL2 Rabbit mAbは、WB、IF-P、ELISAで検証されたモノクローナル抗体です。ヒトMYL2 (MLC2) を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。心筋研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL2 Rabbit mAb
備考/別名	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4633
遺伝子ID	4633
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10916
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ