

MyL6B ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P14649

商品番号: CM0019565



前書き

ヒトMYL6B（ミオシン軽鎖6B）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性があり、筋生物学やミオシン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYL6B ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MLC1SA; MYL6B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140465
免疫原	ヒトMYL6Bの1-208アミノ酸配列に相当する組換え融合タンパク質 (NP_002466.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14649
タンパク質重量	23kDa
配送	アイスバッグ