

Mylk3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q32Mk0

商品番号: CM0026703

前書き

MYLK3（Cardiac-MLCK）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応し、約88kDaのタンパク質を検出します。心臓サルコメアおよびキナーゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYLK3 ウサギ pAb
備考/別名	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91807
GeneID	91807
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMYLK3 (NP_872299.2) のアミノ酸100-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q32MK0
タンパク質分子量	88kDa
配送	保冷バッグ