

## Wb、Elisa用Myo10ウサギPab - Q9Hd67

商品番号: CM0018258



## 前書き

MYO10ウサギpAb (Q9HD67) は、WBおよびELISAでバリデーション済みのポリクローナル抗体で、ヒトMYO10を標的とし、マウスとの交差反応性を有します。細胞接着、糸状仮足、細胞内輸送におけるミオシンXの機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | MYO10ウサギpAb                                            |
| 備考／別名    | MyoX; MYO10                                            |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 4651 (ヒト)                                              |
| 免疫原      | ヒトMYO10 (NP_036466.2) のアミノ酸845～944に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 宿主       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途       | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS    | Q9HD67                                                 |
| タンパク質分子量 | 237 kDa                                                |
| 配送       | 保冷バッグ                                                  |