

Myo5A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y4I1

商品番号: CM0025685



前書き

MYO5A ウサギ

pAbは、組換えヒトMYO5Aタンパク質に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済みです。ミオシン-

Vaのモーター機能、メラノソーム輸送、および神経細胞極性に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYO5A ウサギ pAb
備考/別名	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4644
免疫原	ヒトMYO5A (NP_000250.3) のアミノ酸950-1150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4I1
タンパク質分子量	215kDa
発送	保冷バッグ