


ウエスタンブロット、Elisa用 Myoc ウサギ Pab - Q99972

商品番号: CM0024287



前書き

ヒトMYOC（ミオシリン）を標的とする高品質のウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。緑内障、細胞接着、および細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYOC ウサギ pAb
備考/別名	GPOA; JOAG; TIGR; GLCIA; JOAGI; MYOC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4653
GeneID	4653
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99972
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ