


ミオグロビン ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P02144

商品番号: CM0003517



前書き

ヒトミオグロビン（P02144）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットのミオグロビンを検出します。酸素輸送、筋肉生理学、亜硝酸還元酵素活性の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミオグロビン ウサギmAb
備考・別名	MYOSB; PVALB; ミオグロビン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4151
GeneID	4151
免疫原	合成ペプチド ヒトミオグロビン（P02144）のアミノ酸55-154番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P02144
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤