

Myoz2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Npc6

商品番号: CM0028597

前書き

MYOZ2

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのミオゼニン2（カルサルシン1）を認識するポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで使用可能です。サルコメアのZ線構造やカルシニューリンシグナル伝達に関わる研究に適しており、心筋・骨格筋研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MYOZ2 ウサギポリクローナル抗体
別名	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51778
遺伝子ID	51778
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット番号	Q9NPC6
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋梱包