

N5-メチルシチジン ウサギ Pab - M5C

商品番号: CM0024615

前書き

N5-メチルシチジン（m5C）を標的とするウサギポリクローナル抗体。m5Cは重要なRNA修飾です。ヒトとの交差反応性があり、IF/ICCおよびELISAで検証済みで、エピトランスクリプトーム研究および診断薬開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N5-メチルシチジン ウサギ pAb
備考/別名	m5C; N5-メチルシチジン
免疫原	N5-メチルシチジン / m5Cに相当する化学化合物。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
配送	氷袋