

N6-メチルアデノシン / M6A マウスモノクローナル抗体 - A19136

商品番号: CM0003140

前書き

N6-メチルアデノシン (m6A)
マウスモノクローナル抗体は、ドットブロット(DB)およびELISAでの検証が完了しています。種に依存しないm6A
RNA修飾の検出に対応。エピゲネティクスおよびRNA研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N6-メチルアデノシン / m6A マウスモノクローナル抗体
備考/別名	N6-メチルアデノシン; m6A; N6-メチルアデノシン / m6A
遺伝子ID (ヒト)	m6A
免疫原	N6-メチルアデノシン / m6Aに対応する化合物
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	種非依存性
発送方法	保冷剤