

Merip、Elisa、If/Icc、Dbおよびヌクレオチドアレイ用N6-メチルアデノシン（M6A）ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000064

前書き

meRIP、ELISA、IF/ICC、DB、およびヌクレオチドアレイアプリケーション向けの高品質N6-メチルアデノシン（m6A）ウサギmAb。種に依存しない交差反応性を示します。エピトランスクリプトーム研究およびRNA修飾マッピングに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N6-メチルアデノシン / m6A ウサギ mAb
備考/別名	N6-メチルアデノシン; m6A; N6-メチルアデノシン / m6A
遺伝子ID（ヒト）	m6A
免疫原	N6-メチルアデノシン / m6Aに相当する化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, ヌクレオチドアレイ
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ