

Merip、ドットブロット、Elisa、およびヌクレオチドアレイ用 N6-メチルアデノシン (M6A) ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000050

前書き

meRIP、ドットブロット、ELISA、IF/ICC、およびヌクレオチドアレイで検証された、種に依存しない抗 m6A ウサギポリクローナル抗体。RNA 修飾研究およびエピトランスクリプトームアッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	N6-メチルアデノシン / m6A ウサギ pAb
備考 / 別名	N6-メチルアデノシン; m6A; N6-メチルアデノシン / m6A
遺伝子ID (ヒト)	m6A
免疫原	N6-メチルアデノシン / m6A に相当する化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, ヌクレオチドアレイ
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ