


Naa60 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9H7X0

商品番号: CM0028487



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのNAA60ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。N-アルファ-アセチルトランスフェラーゼ60 (NatF) は膜貫通タンパク質をアセチル化し、染色体分離に不可欠です。がん研究やエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAA60 ウサギpAb
備考/別名	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79903
GeneID	79903
免疫原	ヒトNAA60のアミノ酸1-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001077070.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7X0
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ