


ウエスタンブロット、Elisa用 Nagk ウサギ Pab - Q9Uj70

商品番号: CM0030282



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのNAGKウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。糖鎖代謝および自然免疫におけるGl cNAcキナーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NAGK ウサギ pAb
備考/別名	GNK; HSA242910; NAGK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55577
免疫原	ヒトNAGK (NP_060037.3) のアミノ酸50-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJ70
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ