

Naif1 ウサギPab - Q69Yi7

商品番号: CM0018421

前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISA用途向け、35kDa核アポトーシス誘導因子1（NAIF1）タンパク質を標的とするポリクローナル抗体。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAIF1 ウサギpAb
備考／別名	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	203245
GeneID	203245
免疫原	ヒトNAIF1（NP_931045.1）のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q69YI7
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ