


Nanog ウサギモノクローナル抗体 - Q80Z64

商品番号: CM0012146



前書き

マウスNanog（ホメオボックスタンパク質NANOG）に対するウサギモノクローナル抗体です。ELISA、ウェスタンブロッティング（WB）、ChIP、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。ヒトNanogと交差反応します。幹細胞および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nanog ウサギモノクローナル抗体
備考・別名	ENK; Stml; ecat4; 2410002E02Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	79923
GeneID	71950
免疫原	組換えタンパク質 マウスNanog（NP_082292.1）のアミノ酸160～305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	ELISA、WB、ChIP、FC（細胞内）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q80Z64
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤