

Napsaウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - O96009

商品番号: CM0026045

前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みの高品質NAPSAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。肺胞サーファクタント処理におけるナプシン-Aの機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAPSAウサギpAb
備考/別名	KAP; Kdap; NAPI; NAPA; SNAPa; NAPSA
種	ヒト
GeneID	9476
免疫原	合成ペプチド: ヒトNAPSA（NP_004842.1）のアミノ酸321-420に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96009
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ