


Nat10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9H0A0

商品番号: CM0026060



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なNAT10ウサギポリクローナル抗体です。mRNAおよびrRNAのac4C修飾とリボソーム生合成に関与する分子量116

kDaのRNAシチジンアセチルトランスフェラーゼである、ヒトおよびラットのNAT10を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAT10 ウサギ pAb
別名	ALP; Kre33; NET43; NAT10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55226
遺伝子ID	55226
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNAT10 (NP_078938.2) のアミノ酸1-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H0A0
タンパク質分子量	116kDa
発送方法	氷袋