

## Wb、Ihc-P、Elisa用Nat2ウサギポリクローナル抗体 - P11245

商品番号: CM0013388



## 前書き

WB、IHC-

P、ELISA用途向けのNAT2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNAT2（SWISS: P11245）と反応します。薬物代謝、発がん物質の生物活性化、薬理ゲノム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | NAT2ウサギpAb                                                      |
| 備考／別名      | AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2                                         |
| 生物種        | ヒト                                                              |
| GeneID（ヒト） | 10                                                              |
| GeneID     | 10                                                              |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトNAT2（NP_000006.2）のアミノ酸171～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS      | P11245                                                          |
| タンパク質分子量   | 34 kDa                                                          |
| 輸送条件       | 保冷バッグ                                                           |