


Nav2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8Ivl1

商品番号: CM0018806



前書き

CamelBioは、ヒトNAV2特異的なウサギポリクローナル抗体（SWISS Q8IVL1）を提供します。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。神経発生と細胞骨格形成に関与する268kDaタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NAV2 ウサギ pAb
備考/別名	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	89797
遺伝子ID	89797
免疫原	ヒトNAV2 (NP_660093.2) のアミノ酸1800-1980に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IVL1
タンパク質分子量	268kDa
発送	保冷剤付き