

WbおよびElisa用Ncapd2ポリクローナル抗体 - Q15021

商品番号: CM0022552

前書き

WBおよびELISA用途でバリデーション済みのNCAPD2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに対して反応性を示します。染色体凝縮および有糸分裂研究に不可欠なコンデンシン複合体サブユニット1です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCAPD2 ウサギpAb
備考／別名	CNAPI; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9918
遺伝子ID	9918
免疫原	合成ペプチド ヒトNCAPD2 (NP_055680.3) のアミノ酸1250～1350の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15021
タンパク質分子量	157 kDa
輸送	保冷バッグ