


Ncoa4 ウサギモノクローナル抗体 Wb, Ip, Elisa用 - Q13772

商品番号: CM0004523



前書き

NCOA4 ウサギモノクローナル抗体 (Q13772)

はヒト、マウス、ラットで交差反応性を確認済み、W B、IP、ELISAでの使用に適しています。フェリチノファジー、鉄ホメオスタシス、核レセプターコアクチベーターの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCOA4 ウサギmAb
別名	RFG; ELE1; PTC3; ARA70; NCOA4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8031
遺伝子ID	8031
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13772
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤