


Ncr3 ウサギポリクローナル抗体 (Pab) Wb、Elisa用 - O14931

商品番号: CM0029910



前書き

高品質なNCR3

ウサギポリクローナル抗体 (pAb) です。WB、ELISAに対応しており、ヒトNCR3 (NKp30、22kDa) と反応します。NK細胞細胞傷害活性および癌免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCR3 ウサギpAb
別名	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	259197
GeneID	259197
免疫原	ヒトNCR3 (NP_667341.1) のアミノ酸19~135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14931
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤