

Ncs1 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P62166

商品番号: CM0002129



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの組換えNCS1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのニューロンカルシウムセンサー1を検出し、予測されるバンドサイズは22 kDaです。神経科学およびカルシウムシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCS1 ウサギmAb
別名	FLUP; FREQ; NCS1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23413
免疫原	ヒトNCS1 (P62166) のアミノ酸91～190番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P62166
タンパク質分子量	22kDa
配送方法	保冷剤