

Ndp Rabbit Pab - Q00604

商品番号: CM0020859



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のNorrin（NDP）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトNDPと反応します。網膜血管新生およびWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDP Rabbit pAb
備考/別名	ND; EVR2; FEVR; NDP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4693
GeneID	4693
免疫原	ヒトNDP（NP_000257.1）のアミノ酸25-133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00604
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック