


Ndufa2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O43678

商品番号: CM0031037



前書き

ヒトNDUFA2（Complex I-B8サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア呼吸鎖および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA2 ウサギ pAb
備考/別名	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
種	ヒト
GeneID	4695
免疫原	ヒトNDUFA2（NP_002479.）のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43678
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック